

# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES — VACCINS INJECTABLES CONTRE LA COVID-19 ET L'INFLUENZA

Cet outil doit être utilisé en complément des documents suivants :

- Principes sécuritaires de préparation des produits immunisants
- Information sur les vaccins contre la Covid-19 distribués au Québec – Saison 2026-2027
- Information sur les vaccins antigrippaux fournis gratuitement par le MSSS – Saison 2026-2027

## Aspect des produits

|           | Produits                 | Aspect                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Covid-19  | Comirnaty® Pfizer® 30 ug | Suspension blanche à blanc cassé<br>Peut contenir des particules blanches ou blanc cassé qui ne sont plus visibles après le mélange par inversion du produit |
|           | Spikevax® 0,10 mg/ml     | Suspension blanche à blanc cassé<br>Peut contenir des particules blanches ou translucides                                                                    |
| Influenza | Fluad®                   | Aspect blanc laiteux                                                                                                                                         |
|           | Fluzone®                 | Solution transparente ou légèrement opalescente                                                                                                              |
|           | Fluviral®                | Solution opalescente, de translucide à blanchâtre<br>Peut présenter une légère sédimentation                                                                 |

## Décongélation

|           | Produits                                        | Décongélation                   |                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                 | Entre 2°C et 8°C                | Température ambiante (max 25°C) |
| Covid-19  | Comirnaty® fiole multidose                      | 6 h                             | 30 min                          |
|           | Spikevax® fiole multidose                       | 2 h                             | 45 min                          |
|           | Spikevax® seringue préremplie (boîte de 10)     | 2 h 40                          | 1 h 20                          |
|           | Spikevax® seringue préremplie (seringue unique) | 1 h 40                          | 40 min                          |
| Influenza | Tous les produits                               | Ne doivent jamais être congelés |                                 |

## Conservation

Tous les produits doivent :

- Être conservés entre 2 et 8° C et à l'abri de la lumière;
- Ne jamais être recongelés s'ils ont été décongelés.

|           | Produits          | Formats                       | Conservation                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Covid-19  | Comirnaty®        | Tous les formats de Comirnaty | Ne jamais conserver entre -25°C et -15°C                                                                                                                                                                                                     |
|           |                   | Fiole multidose               | Entre -90°C et -60°C jusqu'à la date de péremption<br>Entre 2°C et 8°C sans dépasser la date de péremption :<br>○ Si non entamée : pendant 10 semaines maximum<br>○ Si entamée : pendant 12 h maximum suivant la 1 <sup>re</sup> perforation |
|           |                   | Seringue préremplie           | Entre 2°C et 8°C jusqu'à la date de péremption<br>Ne jamais congeler                                                                                                                                                                         |
|           | Spikevax®         | Fiole multidose               | Entre -50°C et -15°C jusqu'à la date de péremption<br>Entre 2°C et 8°C sans dépasser la date de péremption :<br>○ Si non entamée : pendant 60 jours<br>○ Si entamée : pendant 24 h maximum suivant la 1 <sup>re</sup> perforation            |
|           |                   | Seringue préremplie           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Influenza | Tous les produits | Tous les formats              | Ne jamais congeler<br>Consulter les documents du MSSS cités ci-haut                                                                                                                                                                          |

Produit le : 2026-08-12

Mise à jour le : 2026-09-24

Par les conseillères en soins infirmiers DSIPCI et DSPu

Références :

- Protocole d'immunisation du Québec. (2026).
- MSI. (2022). Prélèvement d'un médicament contenu dans une fiole.